ALPHA11 PATIENTEN-AUFRUFSYSTEM

MADE IN GERMANY



Alpha11 Patienten-Aufrufmonitor-Lösungen in verschiedene Ausbaustufen.


Das System wird fertig installiert geliefert, Sie müssen das Aufrufsystem nur am

Monitor anstecken und mit WLAN oder LAN verbinden.

Sofort können die Aufrufe am Arbeitsplatz über Browser lautlos durchgeführt werden.

Optional:


- Ticket-Bondruck um über Nummern, statt Namen aufzurufen
- Zimmer Frei/Besetzt Ruftaster
- Ruftaster für nächste Ticket-Nummer.
- **NEU:** jetzt auch mit Roboteranbindung um Patienten in das richtige Behandlungszimmer zu bringen







info@alpha11.de Tel: +49-8124-4441350



PATIENTEN-AUFRUFSYSTEM Pra PATIENTEN-ANSICHT

Praxis/Klinik-Name oder Abteilung frei einstellbar

Anzeige der aktuellen Uhrzeit mit Datum

13:57 19.01.2023

Praxis Dr. Meier

Aufruf

Praxis/Klinik Logo uploadbar



Aufruf über beliebig Browser (im Vollbildoder Kiosk-Modus)

Windows/Apple-Mac/iPad/Linux



44 bitte zu Raum 112

Nummern-Aufruf oder mit Namen - frei wählbar



Sie sind über 50 Jahre alt? - Dann einmal im Jahr zur Vorsorge bitte kommen

News-Ticker Text jederzeit änderbar

PATIENTEN-AUFRUFSYSTEM - MITARBEITER-ANSICHT

Herr Müller auf "Bitte kommen" setzen



Einstellungen, Kundenansicht und Druckeransicht öffnen Namen oder Nummer vom Patient eintragen und auf Warten oder Bitte kommen klicken pickupscreen.local/admin ☆ ickupScreen Admin Übersicht Druckeransicht Einstellungen Kundenansicht Neue Abholnummer hinzufügen: Nummer * Bitte kommen Warten Von "Warten" auf "Bitte kommen" umschalten und Zuletzt hinzugefügt (heute): (keine Nummer; bitte Nummer manuell eintragen) auch wieder zurückschalten Aktuell angezeigte Abholnummern: Warten Bitte kommer • 41 zu Röntgen auf "Warten" setzen auf "Bitte kommen" setzen

PATIENTEN-AUFRUFSYSTEM - FERTIG INTALLIERTE HARDWARE

Alpha11
Healthcare

www.arztpager.de
www.patientenpager.com
www.service-roboter.org

Das System wird fertig auf einem Mini-Computer ausgeliefert.

Sie müssen es nur am Strom anstecken, den Monitor mit HDMI verbinden und den Computer in der Decke oder hinter dem Monitor verstecken. Anschluss über LAN oder WLAN.

Kein Internet für den Betrieb notwendig.

Mit Installations-Hilfe bei der Erst-Einrichtung. Telefon/Fernwartung







PATIENTEN-AUFRUFSYSTEM - OPTIONALES ZUBEHÖR



Legale, zugelassene Funk-Rufknöpfe um:

- nächste wartende Nummer aufrufen
- oder Behandlungszimmer auf besetzt/frei umschalten.
- oder um über Roboter zu rufen, um nächsten Patienten aus Wartezimmer abzuholen und zum Behandlungszimmer bringen



Dauerbatterie für über 30.000 Rufe, hält jahrelang



MADE IN GERMANY

Bis zu 200m Funkreichweite im Freien, bis zu 1km mit Repeater verlängerbar. 869 MHz, kein Internet notwendig

PATIENTEN-AUFRUFSYSTEM - OPTIONALES ZUBEHÖR



Optional mit Wartenummern-Druck für fortlaufende Aufrufnummern

16:34 29.10.2024

Bitte Nummer beachten!



Ansteuerung von Standard Epson kompatible Bon-Drucker um fortlaufende Wartenummern zu drucken.



Please tap here for a ticket







PATIENTEN-AUFRUFSYSTEM - WARTEZIMMER-ROBOTER



Patienten Begleit-Roboter für's Wartezimmer um Patienten in das richtige Behandlungszimmer automatisch zu bringen.

- Roboter wartet z.B. an Rezeption
- Bei Aufruf eines Zimmers über das Alpha11
 Aufrufsystem fährt Roboter zum Wartezimmer mit Video und Ansage. "Bitte folgen Sie mir, ich bringe Sie an Ihr Ziel"
- Roboter bringt Patient zum Zimmer, verabschiedet Patient freundlich und fährt zur Rezeption zurück. "Hier ist das Behandlungszimmer, ich gehe zurück, rufen Sie mich, wenn Sie mich brauchen"









Der Dauerläufer, über **70.000 Patientenbegleitungen** in einer
Beliner Klinik seit April 2023
erfolgreich und fehlerfrei erledigt.

PATIENTEN-AUFRUFSYSTEM - KONTAKT



Alpha11 GmbH

Bereich Healthcare

Wendelsteinstr. 2

D-85669 Pastetten

info@alpha11.de

Tel: +49-8124-4441350

www.arzt-pager.de www.service-roboter.org www.alpha11.de